

## Seronorm™ HbA1c Liquid

Lyophilisierte, vollblutbasierte Kontrolle mit HbA1c-Zielwerten im physiologischen und pathologischen Bereich.

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**  
verhindert Konzentrationsschwankungen durch Rekonstituierenz
- **Hohe Vergleichbarkeit mit Patientenproben:**  
enthält mehr als 95% humanes Vollblut, kein Zusatz von Konservierungsstoffen oder Stabilisatoren
- **Zielwerte für:**  
Abbott Architect/Alinity, Roche cobas c und Siemens Atellica/DCA Vantage  
**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Wertelage

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
HbA1c	mmol/mol Hb	40	70

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei  $\leq -20\text{ °C}$  bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 31 Tage bei 2...8 °C

invicon REF I10261 Seronorm™ HbA1c Liquid L-1 3 x 1 ml  
invicon REF I10262 Seronorm™ HbA1c Liquid L-2 3 x 1 ml



FL I10261.2022-06