

## invitrol® Alkohol/Ammoniak

Flüssige, serumbasierte Qualitätskontrollen zur Überwachung der Analysebedingungen von Alkohol und Ammoniak

- **Tropferkappen erhältlich:**  
verhindert Kontaminationen und die Verdunstung des Alkohols
- **Lange Haltbarkeit:**  
auch nach dem Öffnen im Kühlschrank 30 Tage haltbar
- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**  
schnelle und sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- **Zielwerte für:**  
Abbott Alinity/Architect, Beckman AU/DxC 700 AU, Roche cobas c,  
Siemens Advia/Atellica/Dimension  
**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Werteliste

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Alkohol	mmol/l	8	30
Ammoniak	µmol/l	45	180

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei 2...8 °C

invicon REF I 10254 invitrol® Alkohol/Ammoniak Kombi 2 x 3 x 3,5 ml  
invicon REF I 10990 Tropferkappen 10 Stck.



FI I 10254.2022-04