

## invitrol® CRP

Flüssige, serumbasierte Qualitätskontrolle mit CRP-Zielwerten im hoch-sensitiven sowie im oberen Messbereich

- **Hoch-sensitive CRP Kontrolle:**  
verlässliche Überwachung Ihrer Messungen durch drei niedrige Level
- **Abdeckung des gesamten Messspektrums:**  
zusätzliches Level im oberen Messbereich
- **Verringerung der Kontaminationsgefahr:**  
Lieferung in praktischen Tropferflaschen
- **Auch nach dem Öffnen bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar**
- **Zielwerte für:** Abbott Alinity, Beckman AU, Roche cobas c, Siemens Advia  
**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Wertelage

| Analyt | Einheit | Level 1 | Level 2 | Level 3 | CRP high |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| CRP    | mg/l    | 0,5     | 2,0     | 8,0     | 200      |

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

|                    |                            |          |
|--------------------|----------------------------|----------|
| invicon REF I10141 | invitrol® CRP sensitiv L-1 | 6 x 1 ml |
| invicon REF I10142 | invitrol® CRP sensitiv L-2 | 6 x 1 ml |
| invicon REF I10143 | invitrol® CRP sensitiv L-3 | 6 x 1 ml |
| invicon REF I10145 | invitrol® CRP high         | 6 x 1 ml |



FI I10141.2022-04