

invitrol® Drugs

Flüssige, urinbasierte Multianalyt-Kontrolle zur Überwachung der Analyse von Drogen und Drogenmetaboliten im Urin.

- 6 einzeln erhältliche Level:
 - 4 Level bei Drogenkonzentrationen 25 % unter bzw. über den üblichen Screening- und SAMHSA- Grenzwerten
 - 1 drogenfreies Level
 - 1 hoch positives Level
- Stufen entsprechend den Cutoffs des verwendeten Drogenscreening-Panels auswählbar: sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- Mit chargen-spezifischen GC/MS oder LC/MS-Bestätigungswerten

Analyte

Amphetamine (d-Methamphetamin)	Cannabinoid (11-nor-9- COOH-Δ-9-THC)	LSD	Oxycodon
Barbiturate (Secobarbital)	Cocain (Benzoyllecgonin)	Methadon	PCP (Phencyclidin)
Benzodiazepine (Nitrazepam)	Cotinin	Methadon Metabolit (EDDP)	Propoxyphen
Benzodiazepine (Oxazepam)	Ethanol	Methaqualon	Tricyclische Antidepressiva (Nortriptylin)
Buprenorphin	Ethylglucuronid	Opiate (Morphium frei)	

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei 2...8 °C

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

invicon REF I 10231	invitrol® Drugs L-1 negativ	6 x 18 ml
invicon REF I 10232	invitrol® Drugs L-2	6 x 18 ml
invicon REF I 10233	invitrol® Drugs L-3	6 x 18 ml
invicon REF I 10234	invitrol® Drugs L-4 SAMHSA -25%	6 x 18 ml
invicon REF I 10235	invitrol® Drugs L-5 SAMHSA +25%	6 x 18 ml
invicon REF I 10236	invitrol® Drugs L-6	6 x 18 ml



FI I 10231.2022-04