

## invitrol® Lipid

Lyophilisierte, serumbasierte Lipid-Kontrollen mit Zielwerten zur Überwachung der Bestimmung von APO-AI, APO-B und Lp(a)

- **Lp(a)-Werte im pathologischen Bereich:**  
Kontrolle der für die ärztliche Entscheidung relevanten Messbereiche
- **Lange Haltbarkeit auch nach dem Lösen:**  
6 Monate bei  $< -20^{\circ}\text{C}$ , 7 Tage im Kühlschrank
- **Unabhängige Kontrolle eines Drittanbieters:**  
wie zur Akkreditierung nach der ISO 15189 empfohlen
- **Zielwerte für:**  
Abbott Alinity, Beckman AU/Immagine, Roche cobas c, Siemens Advia  
**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

### Analyte

Apolipoprotein AI  
Apolipoprotein B  
Lipoprotein (a)

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

### Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei  $2...8^{\circ}\text{C}$  bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Auflösen: 7 Tage bei  $2...8^{\circ}\text{C}$   
6 Monate bei  $-20^{\circ}\text{C}$

invicon REF I 10183	invitrol® Lipid L-1	6 x 3 ml
invicon REF I 10184	invitrol® Lipid L-2	6 x 3 ml



FI I 10183.2022-04