

invitrol® TDM liquid

Flüssige, serumbasierte Multianalyt-Kontrollen mit Zielwerten für mehr als 20 Analyten (z.B. Paracetamol, Tobramycin, MTX) zur Überwachung der Medikamentenanalyse

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**
schnelle und sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- **Drei einzeln verfügbare Level:**
Auswahl der Wertelage nach den Bedürfnissen Ihres Labors
- **Tropferkappen erhältlich:**
für ein einfaches Handling und zur Verringerung der Kontaminationsgefahr
- **Zielwerte für:** Abbott Architect/Alinity, Beckman Access/AU/DxC 700 AU, Roche cobas c, Siemens Atellica

Ihr Gerät ist noch nicht dabei?

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Analyte

Acetaminophen	Disopyramide	Methotrexat	Salicylat	T4 gesamt
Amikacin	Ethanol	NAPA	Theophyllin	Valproinsäure
Coffein	Ethosuximid	Phenobarbital	Tobramycin	Vancomycin
Carbamazepin	Gentamycin	Phenytoin	Tricycl. Antidepressiva	
Chinidin	Lidocain	Primidon	T3 gesamt	
Digoxin	Lithium	Procainamid		

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei 2...8 °C

invicon REF 110311	invitrol® TDM liquid L-1	6 x 5 ml
invicon REF 110312	invitrol® TDM liquid L-2	6 x 5 ml
invicon REF 110313	invitrol® TDM liquid L-3	6 x 5 ml
invicon REF 110990	Tropferkappen	

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14



FL 110311.2022-06