

## invitrol® chemPlus

Lyophilisierte, serumbasierte Multianalyt-Kontrollen mit mehr als 50 Analyten

- **Durchdachte Analytkonzentrationen:**  
Kontrolle der für die ärztliche Entscheidung relevanten Messbereiche
  - **Lange Chargen-Haltbarkeit von 3 Jahren:**  
seltene Chargenwechsel für weniger Aufwand im Labor
  - **Verfügbar in 2 Konzentrationsbereichen:** wie von der Rili-BÄK gefordert
  - **Zielwerte für:**  
Abbott Alinity, Beckman AU/DxC 700 AU, Siemens Advia
- Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

### Substrate

Bili gesamt  
Bili direkt  
Cholesterin  
Creatinin  
Glucose  
Harnsäure  
Harnstoff  
HDL  
Lactat  
LDL  
Total Protein  
Triglyceride

### Enzyme

Amylase  
AP  
CHE  
CK  
CK-MB  
GGT  
GLDH  
GOT  
GPT  
HBDH  
LDH  
Lipase  
P-Amylase  
Saure Phosphatase

### Proteine

Albumin  
ASL  
CRP  
Ferritin  
Haptoglobin  
IgA  
IgE  
IgG  
IgM  
Prealbumin  
RF  
Transferrin

### Elektrolyte

Calcium  
Chlorid  
Eisen  
Kalium  
Kupfer  
Lithium  
Magnesium  
Natrium  
Phosphat  
Zink

### Medikamente

Carbamazepin  
Digitoxin  
Gentamycin  
Phenobarbital  
Phenytoin  
Theophyllin  
Valproinsäure  
Vancomycin

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

### Lagerung und Stabilität:

Bei 2...8 °C: bis zum angegebenen Verfallsdatum  
Nach Auflösen: 1 Monat bei -20 °C

invicon REF I10005    invitrol® chemPlus L-1    10 x 5 ml  
invicon REF I10006    invitrol® chemPlus L-2    10 x 5 ml



FI I10005.2022-05