

SAFEHIP® Hüftprotektor

Für jeden individuell – das passende Modell



Safehip® AirX™ Kompakt mit eingenähten Pads



Safehip® gibt Sicherheit und schützt

- Sofortschutz gegen Oberschenkelhalsfrakturen
- Fast 100% der Oberschenkelhalsfrakturen können verhindert werden
- Sind als einzige Hüftprotektoren an mehr als 5000 Personen weltweit getestet
- Wirksamkeit in mehreren Studien nachgewiesen
- Für jeden individuell das passende Modell in den Größen S, M, L, XL, XXL
- **NEU:** mit AirX™-Pads für noch mehr Komfort – 100% atmungsaktiv

Safehip® Wirkprinzip

Die Wirkung beruht auf einer speziell entwickelten Kombination von

- Umverteilung der Sturzenergie vom Oberschenkelhalsknochen in das umliegende Weichteilgewebe
- Vergrößerung des Aufprallareals durch die Protektor-Pads
- Energieabsorption in den Protektor-Pads. Patentierte Hufeisenform der Pads.

Die Hose garantiert den immer korrekten Sitz der Protektoren Pads

Safehip® Kompakt ist der **universell verwendbare Standard Hüftprotektor** bestehend aus einem System aus zwei Pads und einer Hose.

Die Pads sind **fest in die Hose eingenäht** und können problemlos mitgewaschen werden.

Durch die hochwertige Qualität des Materials ist die Hose wie Unterwäsche leicht an- und auszuziehen. Das regelmäßige Tragen wird leicht und angenehm. Form und Material wurden so gewählt, dass man problemlos z.B. Binden und Inkontinenzhilfen darin tragen kann.

Was macht Safehip® AirX™ so außergewöhnlich gut?

Grundlage der extrem guten Eigenschaften der **AirX™-Pads**, ist das Material: 100% Textil (Spacer Fabric). Dies ist einmalig auf der Welt: es sorgt für 100%ige Atmungsaktivität und für Ableitung von Feuchtigkeit.

Safehip® Kompakt besteht aus

Hose

78% Baumwolle, 14% Polyester und 8% Elasthan

Pad

AirX™-Technologie, 100% Textil, Latex frei. **EMPA getestet.**

Safehip® Kompakt ist in den **Modellen Unisex** (mit Eingriff) jeweils in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich:

Größe	Konfektionsgröße Damen	Konfektionsgröße Herren
S	34-38	42-46
M	40-44	48-52
L	46-50	54-58
XL	52-56	60-64
XXL	58-62	66-72

Pflege

Safehip Kompakt kann inklusive der Pads im normalen Vollwaschgang gewaschen werden.

- Waschen bis 95°C
- Trocknung bis 160°C

Bei Verunreinigungen durch Urin wird sofortiges Einweichen oder Waschen empfohlen.

Die Pads nicht bügeln!
Keine Bleichmittel, kein Chlor!
Keine Bügelpressen!

Vorsichtsmaßnahmen

In sehr seltenen Fällen (z.B. Auto-unfall, Sturz auf das Gesäß) sind Oberschenkelhalsbrüche trotz Anwendung von Safehip® nicht auszuschließen.

Safehip® wurde nicht zum Schutz vor Sportunfällen entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.safehip.at>