



	SAFE BED™	SAFE FLOOR™
<b>Sensor</b>		
Anbringung	<u>unter</u> der Matratze – für den Patienten <b>unauffällig und hygienischer Vorteil</b>	Einsatz vor dem Patientenbett oder Türen
Reaktion	reagiert auf <b>Berührung / Bewegung</b> ( <b>kein Mindestgewicht</b> notwendig) sobald keine Bewegung (auch Atmung etc) gemessen wird, erfolgt das Signal	reagiert auf die <b>erste Berührung / Bewegung</b> ( <b>kein Mindestgewicht</b> notwendig)
Dicke	1,4 mm	<b>2,5 mm</b> <b>Keine Sturzfälle</b> - keine Stolpergefahr!
Gewicht	180 g. Sehr leichte Matte, leicht transportierbar und flexibel nach Bedarf einsetzbar	1 kg. Sehr leichte Matte, leicht transportierbar und flexibel nach Bedarf einsetzbar
Farbe	weiß	Grau, <b>unauffällig</b> (Patienten schrecken sich nicht vor dem "Bettvorleger")
Patientenvorteil	Komplette Freiheit im Bett: Querbett-Sitz, Bewegung im Bett etc. uneingeschränkt möglich	
Arbeitsvorteil	Sicherung <b>aller</b> Bett-Ausstiegsseiten. <b>Kein</b> Auslösen des Rufs durch das Pflege- personal bei Erbringung der Pflegeleistung	System nach Bedarf <b>ein- und ausschaltbar</b> . <b>Kein</b> Wegräumen nötig <b>Kombinierbar</b> (siehe unten)
<b>Kontrolleinheit</b>		
Anschluss	<b>"Stand alone"</b> durch Kontrolleinheit oder über <b>Notrufanlage</b> (Schrack-Seconet, Ackermann, Avaya/IP-Telecom, Tyco, EFE, u.a.)	<b>"Stand alone"</b> durch Kontrolleinheit oder über <b>Notrufanlage</b> (Schrack-Seconet, Ackermann, Avaya/IP-Telecom, Tyco, EFE, u.a.)
Stromquelle	Batterie (2x AA 1,5V), optional: Netzteil	Batterie (2x AA 1,5V), optional: Netzteil
Schließer / Öffner	als Schließer <b>oder</b> Öffner einstellbar	als Schließer <b>oder</b> Öffner einstellbar
Sensibilität	<b>Einstellbar</b>	<b>Einstellbar</b>
Reaktionszeit	-Im Rumpfbereich eingelegt: Ruf bei Verlassen des Bettes/Versterben -Im Kopfteil des Bettes erlaubt Ruf möglicherweise bereits schon, wenn der Patient sich aufsetzt (Matratzenabhängig) -Verzögerungszeit: Einstellbar bis 30 Minuten	sofort
Zulassung	CE-Kennzeichen: CE mark:93/68/EEC , EMC:2004/108/EC	CE-Kennzeichen: CE mark:93/68/EEC , EMC:2004/108/EC

**Weiters bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie sowie ein rasches Service bei etwaigen Reparaturfällen inkl. kostenloser Leihstellung eines Systems zur Überbrückung der Reparaturzeit.**

#### Kombinierbar

Rollstühle oder Rollatoren können auf der Sensormatte abgestellt werden. Sobald diese bewegt werden, ertönt aufgrund der Bewegung ebenfalls ein Ruf.  
Sturzmatten (Safe Landing Strip™) können ebenfalls mit der Sensormatte kombiniert werden. Bewegungen auf der Sturzmatte werden vom Sensor erkannt, ein Ruf ertönt.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.alarmmatte.at](http://www.alarmmatte.at)