

invitrol® Urin dipstick

Flüssige Qualitätskontrollen mit humaner Urinmatrix in Tropferflaschen zur Überwachung von qualitativen und semiquantitativen Analysen auf Urin-Teststreifen und von mikroskopischen Analysen

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle in Tropferflaschen:** für eine einfache Handhabung und eine Verringerung der Kontaminationsgefahr
- **Lange Haltbarkeit von 6 Wochen bei Raumtemperatur**
- **Zielwerte für eine visuelle und automatisierte Auswertung**

Visuell: Fisher Sure-Vue, Hitado hCG combo, Quidel Quick-Vue, Roche Combur

Automatisiert: Arkray Aution, Beckman iChemVelocity, Hitado LabUReader, Macherey-Nagel Uryxxon, Roche Miditron / Criterion / Urisys, Siemens Clinitek, Sysmex UC-1000

Ihr Gerät ist noch nicht dabei?

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Analyte

Spezifisches Gewicht	Bilirubin	Creatinin
pH	Blut (Hämoglobin)	Protein/Creatinin-Verhältnis
Protein	Nitrit	Mikroalbumin
Glucose	Urobilinogen	hCG
Ketone	Leukozyten	Albumin/Creatinin-Verhältnis
Osmolalität		

Mikroskopische Analysen

Rote Blutkörperchen
Weiße Blutkörperchen
Kristalle
Ablagerungen

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 6 Wochen bei 18...25 °C
3 Monate bei 2...8 °C

invicon REF I 10223	invitrol® Urin dipstick Kombi	2 Level, je 2 x 15 ml
invicon REF I 10226	invitrol® Urin dipstick L-1	4 x 60 ml
invicon REF I 10227	invitrol® Urin dipstick L-2	4 x 60 ml



FI I 10223.2022-06